

# DaVinci Pro Guía de Inicio Rápido



## *Inicio Rápido*

### DaVinci Pro



Cabezal de la cámara giratoria para cambiar la visualización del objetivo

Tocar: Encendido/En espera  
Presionar y Mantener:  
Encendido/Apagado


Para cambiar el  
Color y Contraste

Alternar entre los  
Modos OCR y CCTV

# DaVinci Pro Guía de Inicio Rápido

## Modo Simple


Fácil de Usar



# DaVinci Pro Guía de Inicio Rápido

## Modo Avanzado

### Características enriquecidas




# DaVinci Pro Guía de Inicio Rápido

## Consejos y Trucos

### Consejos Rápidos

Alternar entre CCTV y Escaner de OCR a Página completa pulsando el botón central del DaVinci Pro!



Retire la cubierta de la Consola para cambiar entre el Modo Simple y Avanzado.



Configurar el Menú de Opciones pulsando Modo arriba y Localizar (Butón Central de la Consola)



La figura a la derecha muestra la pantalla y la cámara. Los ajustes que se pueden hacer con el DaVinci Pro para una visualización óptima.

