

transformer ^{HD}


with Built-in Wi-Fi

NEW PRODUCT

Full HD • Wi-Fi • OCR

Compatibile con PC, Mac & iPad

Transformer HD è un videoingranditore compatto e portatile (CCTV), con telecamera Sony[®] Full HD 1080p 3-in-1, Wi-Fi e funzione OCR (opzionale) con uscita in voce (sintesi vocale)



Caratteristiche videoingranditore :

- Telecamera Sony[®] Full HD 1080p auto focus 3-in-1 con visuale da vicino (lettura), da lontano o modalità a specchio.
- Si può scegliere tra 4 diverse posizioni per l'appoggio sul tavolo: a sinistra, a destra, in avanti o in posizione verticale
- Ingrandimenti fino a 30x se usato con mon. 24"
- 32 diverse modalità di visualizzazione per migliorare contrasto e luminosità
- Connessioni possibili: HDMI, USB 3.0 o Wi-Fi
- Utilizzabile a schermo intero o split, schermo diviso (varie posizioni).
- Possibilità di rimuovere le gambe nella base
- Registrazione e salvataggio video per poterlo riprodurre successivamente.
- Costruito con illuminazione a LED
- Batteria ricaricabile rimovibile con autonomia di circa 2 ore tramite alimentatore interno (batteria di riserva e caricabatteria esterno inclusi).
- Salvataggio automatico di tutte le impostazioni con cui lo avete usato l'ultima volta.
- Possibilità di visualizzare righe e maschere per la lettura.

Caratteristiche funzione OCR (opzionale):

- Telecamera da 13 Megapixel per un accurato riconoscimento del testo (OCR) a pagina intera (A4)
- Regolazione di ingrandimenti e colore per testo e sfondo tra cui ad alto contrasto e in scala di grigi.
- La modalità anteprima vi consente di leggere l'intera pagina oppure utilizzare il cursore per selezionare da dove cominciare a leggere.
- Riconoscimento di diverse lingue (multilingua).
- Sintesi vocali maschili e femminili di alta qualità
- Salva e richiama documenti, immagini e li può esportare sul computer.
- Custodia per il trasporto inclusa.
- Garanzia 24 mesi

enhanced
vision[®]

www.enhancedvision.com

www.leonardoausili.com

 **Leonardo**
Ausilione

transformer ^{HD}

with Built-in Wi-Fi

Compatibile con PC, Mac & iPad

NEW PRODUCT

Full HD • Wi-Fi • OCR



Base avanzata (venduta separatamente)

Il Transformer HD è disponibile con il modulo OCR (opzionale). Legge il vostro articolo preferito o un libro ad alta voce.

Si può scegliere di leggere una pagina intera o selezionare un'area di testo da leggere. Voci maschili o femminili di ottima qualità disponibili in molte lingue diverse.



Il Transformer HD viene fornito con due batterie intercambiabili con un'autonomia di circa 2 ore ciascuna per un utilizzo prolungato senza interruzioni.

Include la custodia per il trasporto con manico di stoffa e tracolla. Facile da installare e ripiegare per una completa portabilità.

Rivenditore locale:

enhanced
vision[®]

www.enhancedvision.com

www.leonardoausili.com

Disegnato e prodotto in USA